

Rollatoren

Modellübersicht & Zubehör



www.omueller.de

Nürnberg · Fürth · Erlangen · Zirndorf



*Alles auf
einen Blick*



Ein gutes Gefühl beginnt mit der passenden Unterstützung.

Diese Broschüre hilft Ihnen dabei, die Wahl zu treffen, die Ihren Alltag leichter, sicherer und unabhängiger macht.

Ein Rollator ist mehr als nur eine Gehhilfe – er bedeutet Lebensqualität, Freiheit und Sicherheit im Alltag. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass Sie ein Modell finden, das wirklich zu Ihren Bedürfnissen passt – in Komfort, Funktionalität und Design.

Wir zeigen Ihnen eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl moderner Rollatoren – vom wendigen Leichtgewicht für Innenräume bis zum robusten Allrounder für draußen. Ergänzt wird das Ganze durch praktische Tipps zu sinnvollem Zubehör, zur richtigen Einstellung und wichtigen Kaufkriterien.

Wenn Fragen offenbleiben oder Sie ein Modell in die engere Wahl nehmen möchten, sind wir jederzeit persönlich für Sie da.

Bleiben Sie mobil. Bleiben Sie unabhängig.

Ihr Team von Orthopädie Müller



*Wir beraten
Sie gerne!*



Modell Russka - VITAL CARBON

DER LEICHTE ALLTAGSHELD

DER RUSSKA VITAL CARBON VERBINDET EIN EXTREM LEICHTES CARBON-GESTELL MIT HOHER STABILITÄT. IDEAL FÜR AKTIVE NUTZER, DIE MOBILITÄT UND KOMFORT IN EINEM MODERNEN DESIGN SUCHEN.

AUSSTATTUNG

- faltbarer Stoffkorb
- pannensichere Reifen
- Ankipphilfe
- Netz-Sitzfläche
- mittig faltbar
- Stockhalter

VORTEILE:

- Lässt sich mittig zusammenklappen.
- Steht auch im zusammengeklappten Zustand selbstständig.
- Magnetische Verriegelung im gefalteten Zustand
- Inklusive Ankipphilfe
- Sitzfläche aus Netzmaterial – kein saugfähiger Stoff
- Taschenhalterung dient gleichzeitig als Tragegriff – ideal zum Anheben im gefalteten Zustand
- Besonders leicht für komfortables Handling
- Alternativ auch in Sitzhöhe 54,0 cm erhältlich
- In drei Farben erhältlich

TIPP:

„Besonders geeignet für aktive Menschen, die ihren Rollator unkompliziert transportieren möchten – sei es im Auto, Bus oder auf Reisen.“



Eigengewicht:
5,8 kg



Breite
60,0 cm



Sitzhöhe
62,0 cm



Länge
68,0 cm



Belastbarkeit
150,0 kg



Modell Russka - VITAL CARBON PLUS

DER KOMFORT-PROFI IN CARBON

DER RUSSKA VITAL CARBON PLUS KOMBINIERT EINEN ULTRALEICHTEN CARBONRAHMEN MIT STOSSDÄMPFENDEN SOFTREIFEN – IDEAL FÜR ALLE, DIE VIEL UNTERWEGS SIND UND BESONDERS WERT AUF EIN LEICHTES MODELL UND SCHONUNG DER GELENKE LEGEN.

AUSSTATTUNG

- faltbarer Stoffkorb
- pannensichere Reifen
- Ankipphilfe
- Netz-Sitzfläche
- mittig faltbar
- Stockhalter

VORTEILE:

- Lässt sich mittig zusammenklappen.
- Steht auch im zusammengeklappten Zustand selbstständig.
- Magnetische Verriegelung im gefalteten Zustand
- Sitzfläche aus Netzmaterial – kein saugfähiger Stoff
- Taschenhalterung dient gleichzeitig als Tragegriff – ideal zum Anheben im gefalteten Zustand
- Besonders leicht für komfortables Handling
- Alternativ auch in Sitzhöhe 54,0 cm erhältlich
- In drei Farben erhältlich

TIPP:

Ein hervorragendes Modell für alle, die besonders Wert auf leichtes Verladen und gelenkschonendes Laufen legen. Eine sehr gute Balance aus Komfort und Leichtigkeit.



Eigengewicht:
6,2 kg



Breite
60 cm



Sitzhöhe
62 cm



Länge
68 cm



Belastbarkeit
150 kg



Modell Russka - VITAL CLASSIC

DER BEWÄHRTE ALLROUNDER

DER RUSSKA VITAL CLASSIC ÜBERZEUGT ALS VIELSEITIGER STANDARD-ROLLATOR: STABIL, BEWÄHRT UND PRAXISTAUGLICH – PERFEKT FÜR EIN AKTIVES, SORGENFREIERES LEBEN.

AUSSTATTUNG

- faltbarer Stoffkorb
- mittig faltbar
- Netz-Sitzfläche
- Ankipphilfe
- pannensichere Reifen
- Zubehör separat erhältlich

VORTEILE:

- Lässt sich mittig zusammenklappen.
- Steht auch im zusammengeklappten Zustand selbstständig.
- Magnetische Verriegelung im gefalteten Zustand
- Inklusive Ankipphilfe
- Stufig verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- Alternativ auch in Sitzhöhe 54,0 cm erhältlich
- In vier Farben erhältlich

TIPP:

„Viele entscheiden sich für dieses Modell, weil es sich auch im Innenraum gut manövrieren lässt, dabei aber gleichzeitig für den Außenbereich robust genug ist – also ideal für alle, die beides kombinieren wollen.“



Eigengewicht:
6,8 kg



Breite
60,0 cm



Sitzhöhe
62,0 cm



Länge
68,0 cm



Belastbarkeit
150,0 kg



Modell Russka - VITAL PLUS

DER BEQUEME OUTDOOR-PROFI

DER RUSSKA VITAL PLUS BIETET EXTRA KOMFORT UND STABILITÄT – IDEAL FÜR ENTSPANNTE SPAZIERGÄNGE AUCH AUF UNEBENEM GELÄNDE.

AUSSTATTUNG

- faltbarer Stoffkorb
- pannensichere Reifen
- Ankipphilfe
- Netz-Sitzfläche
- mittig faltbar
- Stockhalter

VORTEILE:

- Lässt sich mittig zusammenklappen.
- Steht auch im zusammengeklappten Zustand selbstständig.
- magnetische Verriegelung im gefalteten Zustand
- inklusive Ankipphilfe
- Sitzfläche aus Netzmaterial – kein saugfähiger Stoff
- Weiche Räder für eine bessere Dämpfung auf unebenem Untergrund
- Taschenhalterung dient gleichzeitig als Tragegriff – ideal zum Anheben im gefalteten Zustand
- Alternativ auch in Sitzhöhe 54,0 cm erhältlich
- In vier Farben erhältlich

TIPP:

„Der Vital Plus ist perfekt für Kunden, die gerne draußen aktiv sind und Wert auf höheren Fahrkomfort legen. Besonders die weichen, breiteren Reifen mit Stoßdämpfung machen lange Spaziergänge angenehmer und schonen Gelenke und Rücken.“



Eigengewicht
7,0 kg



Breite
60,0 cm



Sitzhöhe
62,0 cm



Länge
68,0 cm



Belastbarkeit
150,0 kg



Modell Russka - ELAN CLASSIC

DER KOMFORTABLE EINSTIEG

DER RUSSKA ELAN IST DER IDEALE EINSTIEG IN DIE WELT DER ROLLATOREN. LEICHT, STABIL UND EINFACH ZU BEDIENEN, BEGLEITET ER SIE SICHER IM ALLTAG – OB BEIM SPAZIERGANG, EINKAUFEN ODER AUF REISEN. FÜR ALLE, DIE MEHR UNTERSTÜTZUNG SUCHEN, OHNE AUF KOMFORT ZU VERZICHTEN.

AUSSTATTUNG

- faltbarer Stoffkorb
- mittig faltbar
- Stockhalter
- Netz-Sitzfläche
- Ankipphilfe
- pannensichere Reifen
- Rückengurt

VORTEILE:

- Lässt sich mittig zusammenklappen.
- Steht auch im zusammengeklappten Zustand selbstständig.
- Mit Rückengurt
- Inklusive Ankipphilfe
- Stufig verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- Sitzfläche aus Netzmaterial – kein saugfähiger Stoff
- Alternativ auch in Sitzhöhe 54,0 cm erhältlich

TIPP:

Der Elan Classic überzeugt mit sicherem Stand, bequemem Sitz und leichtem Faltmechanismus. Reflektoren und Stufenhilfen machen ihn zum idealen Begleiter für Alltag und unterwegs.



Eigengewicht
6,5 kg



Breite
61,5 cm



Sitzhöhe
60,0 cm



Länge
68,0 cm



Belastbarkeit
150,0 kg



Modell Russka - LETS DREAM

DER WOHNRAUM-ROLLATOR

DER RUSSKA LET'S DREAM IST EIN STILVOLLER INDOOR-ROLLATOR – LEICHT, WENDIG UND IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DER WOHNUNG. INKL. TABLETT UND TASCHE FÜR MEHR ALLTAGSKOMFORT.

AUSSTATTUNG

- Stoffkorb
- pannensichere Reifen
- Tablett

VORTEILE:

- Durchgehender Griff mit Bremse – ermöglicht einhändige Betätigung
- Etwas schmäler als Standardmodelle
- Geringes Eigengewicht
- Sehr wendig dank schmaler, kleiner Räder
- Einfacher Faltmechanismus für platzsparende Aufbewahrung

TIPP:

„Ideal für alle, die auch in den eigenen vier Wänden mobil bleiben möchten – besonders bei engen Räumen wie Fluren oder Küchen zeigt dieses Modell seine Stärken.“



Eigengewicht
7,0 kg



Breite
57,0 cm



Sitzhöhe
–



Länge
60,5 cm



Belastbarkeit
100,0 kg



Modell Vermeiren - GOLIAT

DER KRAFTVOLLE UNTERSTÜTZER

DER VERMEIREN GOLIAT IST EIN BESONDERS STABILER ROLLATOR FÜR NUTZER MIT HOHEM KÖRPERGEWICHT. MIT EINER BELASTBARKEIT VON BIS ZU 200 KG, EXTRABREITEM SITZ UND VERSTÄRKTEM RAHMEN BIETET ER MAXIMALE SICHERHEIT UND KOMFORT – IDEAL FÜR GROSSE ODER KRÄFTIGE PERSONEN IM ALLTAG.

AUSSTATTUNG

- Tasche
- pannensichere Reifen
- Sitzfläche
- Rückengurt

VORTEILE:

- Große Griffbreite ermöglicht komfortables Sitzen – auch für kräftigere Personen
- Sitz- und Griffhöhe stufig einstellbar, je nach Körpergröße
- Hohe Belastbarkeit

TIPP:

„Perfekt für Menschen, die mehr Platz und hohe Stabilität brauchen. Der Goliat bietet extra Sicherheit bei höherem Körpergewicht und sorgt für ein sicheres Gefühl im Alltag.“



Eigengewicht
10,7 kg



Breite
65,0 cm



Sitzhöhe
49,0 – 56,0 cm



Länge
75,0 cm



Belastbarkeit
200,0 kg



Modell Russka - VITAL SPECIAL

DER SPEZIALIST FÜR SICHEREN HALT

ER RUSSKA VITAL SPECIAL IST FÜR NUTZER MIT EINGESCHRÄNKTER ARM- ODER HANDFUNKTION KONZIPIERT. UNTERARMAUFLAGEN ERMÖGLICHEN SICHERES, AUFRECHTES GEHEN. IDEAL FÜR DEN INNENBEREICH – MIT PANNENSICHEREN REIFEN, TASCHE, KANTENABWEISERN UND LEICHTEM FALTMECHANISMUS.

AUSSTATTUNG

- faltbarer Stoffkorb
- Netz-Sitzfläche
- pannensichere Reifen
- Armauflagen
- mittig faltbar
- Ankipphilfe

VORTEILE:

- Bei eingeschränkter Greiffunktion der Hände kann man sich vollständig über die Unterarme aufstützen.
- Geeignet auch für Personen mit Arthritis, Rheuma oder nachlassender Kraft in den Händen.
- Sämtliche Vorteile von Vital Classic

TIPP:

„Besonders geeignet für Personen, die herkömmliche Griffe nicht nutzen können – die Unterarmauflagen geben Halt, entlasten Gelenke und fördern eine aufrechte Haltung beim Gehen.“



Eigengewicht
9,7 kg



Breite
66,0 cm



Sitzhöhe
62,0 cm



Länge
64,0 cm



Belastbarkeit
150,0 kg

Vital Serie

ROLLATORZUBEHÖR

*Erweitern Sie Ihren
Rollator individuell*



Rückengurt Standard
Bietet Halt in der Pause
Preis: 49,90€



Rückengurt Extra-Breit
Für noch bequemeres Sitzen
Preis: 49,90€



Tablett
Sicherer Transport von
Kleinigkeiten
Preis: 37,90€




Stockhalter
Fixiert Ihren Stock am Rollator
Preis: 22,90€



Tasche mit Magnetverschluss
Schützt Ihr Gepäck vor Witterung und ungewollten Zugriff unter wegs und macht Ihren Rollator noch individueller.



Erhältlich in den Farben: Schwarz, Ornament grau, Ornament schwarz
Preis: 59,90€



Regenschirm und Halterung
Damit Sie auch bei schlechtem Wetter mobil sein können und bei Sonne Ihr Schattenplätzchen immer dabei haben. Erhältlich in den Farben: schwarz, karo beige

Regenschirm: Preis: 69,95€
Halterung zum Rollator Vital: Preis: 9,95€

ÜBERSICHT DER MODELLE

Modell	Breite	Länge	Belastbarkeit	Eigengewicht
Kassenmodell	60	68	130 kg	9,9 kg
01 - Vital Carbon	60	68	150 kg	5,8 kg
02 - Vital Carbon Plus	60	68	150 kg	6,2 kg
03 - Vital Classic	60	68	150 kg	6,8 kg
04 - Vital Plus	60	68	150 kg	7,0 kg
05 - Elan Classic	61,5	68	150 kg	6,5 kg
06 - Let's Dream	57	60,5	100 kg	7,0 kg
07 - Schwerlast Rollator Goliat	65	75	200 kg	10,7 kg
08 - Vital Special	66	64	150 kg	9,7 kg

PREISE

Modell	Ohne Rezept	Mit Rezept* bei Orth. Müller
01 - Vital Carbon	539,- €	439,- €
02 - Vital Carbon Plus	569,- €	469,- €
03 - Vital Classic	339,- €	239,- €
04 - Vital Plus	369,- €	269,- €
05 - Elan Classic	269,- €	169,- €
06 - Let's Dream	289,- €	—**
07 - Schwerlast Rollator Goliat	566,- €	—**
08 - Vital Special	569,- €	—**

* Mit Rezept einer gesetzlichen Krankenkasse

** Keine Ermäßigung möglich



müller
Orthopädietechnik

-  Sanitätshaus
-  Orthopädie-technik
-  Orthopädie-schuhtechnik
-  Treppenlift
-  Reha-technik

WIR BERATEN SIE GERNE AUCH ZU WEITEREN THEMEN

Manchmal lohnt es sich, weiterzudenken: Ergänzend zu unserem umfassenden Angebot der Rollatoren unterstützen wir Sie auch in angrenzenden Themen wie Reha-technik oder der Beratung zu Treppenliften.

Ob für mehr Komfort, Sicherheit oder Selbstständigkeit im Alltag – wir stehen Ihnen mit Erfahrung und einem offenen Ohr zur Seite.

Ihr Team von Orthopädie Müller

ORTHOPÄDIE MÜLLER GMBH

Fürth

Zentrale

Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel.: 0911 / 979460

Erlangen

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel.: 09131 / 978990

Zirndorf

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel.: 0911 / 6099566

Nürnberg

Filiale Nürnberg Thon

Kilianstraße 11

Tel.: 0911 / 5193004

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel.: 0911 / 89196983

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel.: 0911 / 469358

Filiale Nürnberg Langwasser

Lina-Ammon-Str. 28

Tel.: 0911 / 95761523