

# Bad & WC Hilfen



## Toilettenstuhl feststehend:

Feststehender Toilettenstuhl  
mit Eimer.  
Sitzhöhe einstellbar 50 - 64 cm  
Belastbar bis 130 kg.

Drive Medical - TS130  
Artikelnr.: 530100100

HMV: 33.40.04.0016

**130.- €** inkl. MwSt



## Toilettenstuhl fahrbar:

Mit Eimer und Fußstützen.  
Außenbreite 58 cm.

Der Toilettenstuhl lässt sich, wenn man den  
Eimer entfernt über die meisten WCs fahren.

Bei Höhen des WCs bis 41 cm mit  
Halterung für den Eimer am Toilettenstuhl.  
(bis 45 cm wenn Sie die Eimerhalterung demontieren)

Bedienung der Bremse nur von hinten  
durch Begleitperson.

Auf Grund der Sitzhöhe von 52 cm  
kaum zum Selbstfahren geeignet.

Belastbar bis 130 kg.

Drive - Medical - TRS 130  
Artikelnr.: 530100000

HMV: 18.46.02.0058



**199.- €** inkl. MwSt

## Toilettensitzerhöhung:

Wird auf die Keramik aufgelegt und  
seitlich festgeklemmt. Entfernung der  
vorhandenen Deckel / Brille ist nicht  
notwendig. Erhöht das WC um 10 cm.  
Belastbar bis 200 kg.

Russka -  
Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel  
Artikelnr.: 17525000

**69.- €** inkl. MwSt HMV: 33.40.01.0096



# Toilettenhilfen



## Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen:

Nach Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille wird die Toilettensitzerhöhung in den vorhandenen Löchern fest verschraubt. Lässt sich in drei Höhen einstellen 8, 12, 15 cm. Belastbar bis 120 kg.

Drive - TSE 120 plus mit AL - Artikelnr.: 520500500

**170.- €** inkl. MwSt HMV: 33.40.01.3035  
inkl. Lieferung und Montage

## Badewanneneinsteigegriff:

Wird auf den Badewannenrand aufgesteckt und seitlich festgeklemmt. Klemmweite 8,5 - 13 cm. Erleichtert das Übersteigen des Wannenrandes. Aufrichten aus der Liegeposition ist damit nicht möglich. Nur von oben zu belasten. Belastbar bis ca. 100 kg.

Russka - Einsteigehilfe Deluxe Plus  
Artikelnr.: 78072000

**79.- €** inkl. MwSt HMV: 04.40.05.0XXX



## Duschklapsitz:

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Belastbar bis 130 kg.

Breite: 40 cm

Sitztiefe: 39 cm / Gesamttiefe: 44 cm

Sitzhöhe: 45 - 55 cm

Delficare - Varioporto Artikelnr.: 70000

**259.- €** inkl. MwSt  
HMV: 04.40.03.0035



Montagepauschale für erstes Hilfsmittel: **75.- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und  
Positionierung aller zu montierende Griffe / Duschklapsitz.

Montage jedes weiteren Hilfsmittels: **20.- €** inkl. MwSt

## Duschhocker mit Armlehnen



Die Dusche sollte min.  
80 x 80 cm groß sein.

Sitzfläche: 30 x 49 cm  
Stellfläche: 38 x 59 cm

Sitzhöhe: 39 - 53 cm  
7-fach verstellbar

Belastbar bis 150 kg.

Russka -  
Laguna Duschhocker  
Artikelnr.: 78700600

HMV: 04.40.03.1027

**79,90 €** inkl. MwSt

## Duschstuhl:

Die Dusche sollte min.  
80 x 80 cm groß sein.

Sitzfläche: 30 x 49 cm  
Stellfläche: 38 x 59 cm

Sitzhöhe: 39 - 53 cm  
7-fach verstellbar

Belastbar bis 150 kg.

Russka - Laguna Duschstuhl  
mit Arm- und Rückenlehne  
Artikelnr.: 78700700

HMV: 04.40.03.2046

**129,90 €** inkl. MwSt



**Weitere Hilfsmittel rund ums Bad finden  
Sie auch in unserem Sanivitakatalog  
und unserem Griffeprospekt**

**Duschhocker / Duschstuhl**

## Dusch- Toilettenrollstuhl 5" Räder:



Mobilex - Kakadu  
HMV: 18.46.01.2025

**ab 439,- €** inkl. MwSt  
(je nach Sitzbreite)

Mit Eimer und Fußstützen.  
In Sitzbreiten 38, 45, 50 oder 55 cm.  
Außenbreite 49, 56, 61 oder 66 cm  
nach Sitzbreite.

Lässt sich ohne Eimer über  
die meisten WCs fahren.

Durch Pulverbeschichtung  
und Edelstahlkugellager für die  
Verwendung in durchgeflisten  
Duschen geeignet.

Bedienung der Bremse nur von  
hinten durch Begleitperson.

Nicht zum Selbstfahren geeignet.

Belastbar bis 150 kg bei  
Sitzbreite 38 - 50 cm

Bei Sitzbreite 55 cm - 200 kg

## Dusch- Toilettenrollstuhl mit 24" Antriebsrädern:

Mit Eimer und Fußstützen.  
In Sitzbreiten 38, 45, 50 oder 55 cm.  
Außenbreite 57, 64, 69 oder 74 cm  
nach Sitzbreite.

Lässt sich ohne Eimer über die  
meisten WCs fahren.

Durch Pulverbeschichtung  
und Edelstahlkugellager für die  
Verwendung in durchge-  
flisten Duschen geeignet.

Bedienung der Bremse durch  
den Patienten ist möglich.

Zum Selbstfahren geeignet.

Belastbar bis 150 kg bei  
Sitzbreite 38 - 50 cm

Bei Sitzbreite 55 cm - 200 kg

Mobilex - Kakadu  
HMV: 18.46.01.0027

**ab 669,- €** inkl. MwSt  
(je nach Sitzbreite)



Dusch- Toilettenrollstühle

## Badewannenbrett: HMV: 04.40.02.0032

Zum Auflegen auf den Badewannenrand.  
Zum Duschen in der Badewanne.  
Oberkörperstabilität notwendig.  
Erleichtert das Einsteigen, da man sich  
seitlich auf das Brett setzt und im Sitzen  
die Beine über den Wannenrand heben  
kann während man sich auch am wandseitigen Griff festhält.

Außenlänge 73 cm. Innenverstellmaß 40 - 67 cm. Belastbar bis 150 kg.



Russka - Badebrett Basic 73 cm Artikelnr.: 78059100 **54,90 €** inkl. MwSt

## Badewannendrehsitz: HMV: 04.40.02.3010



Zum Auflegen auf den Badewannenrand.  
Zum Duschen in der Badewanne.  
Der Badewannensitz kann aufgrund der Arm-  
und Rücklehne auch bei Oberkörperinstabilität  
verwendet werden. Der Einstieg wird dadurch  
erleichtert, weil man sich an den Armlehnen  
festhalten kann, während man sich  
rückwärts auf den Drehsitz setzt.  
Nach Betätigung des Auslösehebels lässt sich  
der Sitz um 90° drehen, sodass  
man im Sitzen die Beine über den  
Wannenrand heben kann.

Sitzbreite 40 cm.  
Außenmaß 70 - 84 cm.  
Belastbar bis 120 kg.

Dietz - Bano Artikelnr.: 000118 **198.- €** inkl. MwSt

## Badewanneneinhängesitz mit / ohne Rückenlehne:

Zum Auflegen auf den Badewannenrand.  
Der Badewanneneinhängesitz kann, falls mit  
er mit Rückenlehne ausgestattet ist, auch bei  
Oberkörperinstabilität verwendet werden.

Wir raten generell von diesem Hilfsmittel ab!

Das Ein- / Aussteigen muss weiterhin im Stehen erfolgen,  
ohne dass der Einhängesitz dabei eine Hilfe bietet.

Das Aufstehen wird auch nicht wesentlich erleichtert da er  
dafür zu tief hängt. Um mit dem Sitz baden  
zu können hängt er jedoch zu hoch und somit  
ist nur duschen möglich. Um zu duschen gibt  
es jedoch bessere Hilfsmittel.

Sitzbreite 41 cm. - Gesamthöhe ohne Rückenl. 25,5 cm.

Aussenmaß 71,6 - 87,6 cm. - Einstellmaß innen 47,5 - 63,5 cm.


Belastbar bis 120 kg.



Dietz - 9403-B mit Rückenlehne **149,90 €** inkl. MwSt

Dietz - 9403-A ohne Rückenlehne **115,90 €** inkl. MwSt

mit RL HMV: 04.40.02.2007 - ohne RL HMV: 04.40.02.1006



# Badewannenhilfen

## Badewannenlifter:

Steht mit Saugnäpfen auf dem Wannensboden. Auch bei Oberkörperinstabilität möglich da mit Rückenlehne. Zum Baden in der Wanne. Funktioniert mit Akkus in der Handsteuerung und separatem Ladegerät. Fährt auf Knopfdruck hoch und runter und Verstellung der Rückenlehne ist in der untersten Position auch möglich. Erleichtert das Einsteigen da man sich seitlich auf den Lifter setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann während man sich an der Rückenlehne anlehnt. Lässt sich leicht in 2 Teile à ca. 5 kg zerlegen zum Herausnehmen und Reinigen.

Passt in ca. 90% aller Wannen in Standardform. Sie verlieren ca. 6cm an Wannenhöhe und ca. 10 - 15 cm an Wannenslänge. Belastbar bis 140 kg.



Video

HMV: 04.40.01.0054

Drive Medical - Bellavita G2 Artikelnr.: 465100100

**699.- €** inkl. MwSt

## Badewannenlifter aufblasbar:

Steht mit Saugnäpfen auf dem Wannensboden.

Nicht bei Oberkörperinstabilität möglich da ohne Rückenlehne.

Zum Baden in der Wanne.

Funktioniert mit Akkus in dem separatem Pumpaggregat und separatem Ladegerät.

Fährt auf Knopfdruck rauf und runter. Erleichtert das Einsteigen da man sich rückwärts auf den Lifter setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann. Passt in ca. 90% aller Wannen in Standardform.

Sie verlieren ca. 2 cm an Wannenhöhe und nichts an Wannenslänge.

Belastbar bis 150 kg.

Russka - Mangar Badewannenkissen Artikelnr.: 78095010

keine Kassenleistung

**1199.- €** inkl. MwSt



Video



# Badelifter



# müller

## Orthopädietechnik

Zentrale Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel : 0911 / 979 460

Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel: 0911/ 469 358

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel: 09131 / 978 990

Filiale Nürnberg Ost

Äußere Sulzbacher Str. 122

Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel: 0911/ 89 19 69 83

Filiale Ansbach

Oberhäuserstr. 53a

Tel: 0981 / 38 29



Sanitätshaus



Orthopädie-  
Schuhtechnik



Rehatechnik



Orthopädie-  
technik



Treppenlift



Barrierefreies  
Wohnen