

# Rollatoren





**99,95 €**  
inkl. MwSt

Bestellnr.: 11 44 20 35  
HMVnr.: 10.50.04.1115

Farbe: Silber

Abb. ohne Tablett

**Ausstattung:**

Korb, Tablett, Sitzfläche, pannensichere Reifen, seitlich faltbar

**In der Regel bekommen Sie über die Krankenkasse einen gebrauchten Standardrollator von uns gestellt. Alle anderen Rollatoren können wir nur mit wirtschaftlicher Aufzahlung oder als Privatkauf anbieten.**

**Vorteile:**

- + niedriger Preis
- + stufenlos verstellbare Griffe

**Nachteile:**

- hohes Gewicht
- geringe Verarbeitungsqualität
- zum Zusammenklappen muss man sich leicht bücken
- nur eine Sitzhöhe lieferbar
- steht im zusammengeklappten Zustand nicht von selbst

**Sitzhöhe:**

**61 cm**

**Größe Sitzfläche:**

38,5 x 18,5 cm (ca. 712 cm<sup>2</sup>)

**Breite zwischen den Griffen:**

41 cm

**Griffhöhe stufenlos zwischen:**

80-95 cm

**Außenlänge:**

68,5 cm

**Außenbreite:**

**60 cm**

**Eigengewicht:**

**9,9 kg**

**Max. belastbar bis:**

**130 kg**

**Russka - Standard**



# 249,- €

inkl. MwSt  
(incl. Rückengurt)

Bestellnr.: 11441001  
HMVnr.: 10.50.04.1227

Farbe: Anthrazit / Dunkelrot

#### Ausstattung:

Faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe, Rückengurt, 1 Stockhalter

#### Vorteile:

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + ist mit Rückengurt ausgestattet
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + Ankipphilfe inklusive
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff der sich vollsaugen könnte
- + stufenlosverstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion

#### Nachteile:

- Verriegelung im gefalteten Zustand nur mit Hebel
- es gibt kein Tablett für diesen Rollator
- Tasche relativ klein
- bessere Qualität als Standard Rollator aber geringer als Vital
- nur eine Sitzhöhe lieferbar

#### Sitzhöhe:

**60 cm**

#### Größe Sitzfläche:

**41 x 18,5 (ca. 758 cm²)**

#### Breite zwischen den Griffen:

**41 cm**

#### Griffhöhe stufenlos:

**76-95,5 cm**

#### Außenlänge:

**68 cm**

#### Außenbreite:

**61,5 cm**

#### Eigengewicht:

**6,5 kg**

#### Max. belastbar bis:

**150 kg**

## Russka - Elan



# 299,- €

inkl. MwSt  
(ohne Rückengurt)

Rückengurt optional:  
49,90 € inkl. MwSt

Tablett optional:  
37,90 € inkl. MwSt

Stockhalter optional:  
22,90 € inkl. MwSt

Bestellnr. 54: 11448001  
HMVnr. 54: 10.50.04.1218

Bestellnr. 62: 11448000  
HMVnr. 62: 10.50.04.1174

Farbe: Grau

Abb. ohne optionales Tablett  
Stockhalter und Rückengurt

## Ausstattung:

Faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe

## Vorteile:

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + Verriegelung im gefalteten Zustand über Magnet
- + Ankipphilfe inklusive
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + stufenlos verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff der sich vollsaugen könnte
- + 8 Jahre Herstellergarantie

## Nachteile:

- Rückengurt, Stockhalter & Tablett nur gegen Aufpreis

**Sitzhöhe: Größe 54 od. 62**

**54 od. 62 cm**

Größe Sitzfläche:

45 x 18,5 cm (ca. 830 cm<sup>2</sup>)

Breite zwischen den Griffen:

40 cm

Griffhöhe stufenlos: 54

65-84 cm

Griffhöhe stufenlos: 62

72-100 cm

Außenlänge:

68 cm

**Außenbreite:**

**60 cm**

**Eigengewicht:**

**6,8 kg**

**Max. belastbar bis:**

**150 kg**

# Russka - Vital Classic



# 349,- €

inkl. MwSt  
(ohne Rückengurt)

Rückengurt optional:  
49,90 € inkl. MwSt

Tablett optional:  
37,90 € inkl. MwSt

Bestellnr. 54: 11448511  
HMVnr. 54: 10.50.04.1220

Bestellnr. 62: 11448510  
HMVnr. 62: 10.50.04.1220

Farbe: Mokka

Abb. ohne optionales Tablett  
und Rückengurt

## Ausstattung:

Faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe, 1 Stockhalter

## Vorteile:

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + Verriegelung im gefalteten Zustand über Magnet
- + Ankipphilfe inklusive
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + stufenlos verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff der sich vollsaugen könnte
- + 8 Jahre Herstellergarantie
- + Weichere Räder die unebenen Boden etwas abdämpfen
- + Taschenhalterung gleichzeitig als Tragegriff

## Nachteile:

- Rückengurt & Tablett nur gegen Aufpreis

**Sitzhöhe: Größe 54 od. 62**

Größe Sitzfläche:

Breite zwischen den Griffen:

Griffhöhe stufenlos: 54

Griffhöhe stufenlos: 62

Außenlänge:

**Außenbreite:**

**54 od. 62 cm**

45 x 18,5 cm (ca. 830 cm²)

40 cm

65-84 cm

72-100 cm

68 cm

**60 cm**

**Eigengewicht:**

**Max. belastbar bis:**

**7 kg**

**150 kg**

# Russka - Vital Plus



# 499,- €

inkl. MwSt  
(ohne Rückengurt)

Rückengurt optional:  
49,90 € inkl. MwSt

Tablett optional:  
37,90 € inkl. MwSt

Bestellnr.: 11448600  
HMVnr.: 10.50.04.1219

Farbe: Carbon

Abb. ohne optionales Tablett  
und Rückengurt

#### Ausstattung:

Faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe, 1 Stockhalter

#### Vorteile:

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + Verriegelung im gefalteten Zustand über Magnet
- + Ankipphilfe inklusive
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + stufenlos verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff der sich vollsaugen könnte
- + 8 Jahre Herstellergarantie
- + Taschenhalterung gleichzeitig als Tragegriff
- + besonders leicht

#### Nachteile:

- Rückengurt & Tablett nur gegen Aufpreis
- nur eine Sitzhöhe lieferbar

#### Sitzhöhe:

**62 cm**

Größe Sitzfläche:

45 x 18,5 cm (ca. 830 cm<sup>2</sup>)

Breite zwischen den Griffen:

40 cm

Griffhöhe stufenlos:

72-100 cm

Außenlänge:

68 cm

**Außenbreite:**

**60 cm**

**Eigengewicht:**

**5,8 kg**

**Max. belastbar bis:**

**150 kg**

## Russka - Vital Carbon

### **Privatkauf:**

Sie bezahlen den vollen Betrag - der Rollator ist Ihr Eigentum.

Sie haben 6 Monate Garantie und 2 Jahre Gewährleistung. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen (Hinweis: Abgesehen vom Rahmen, fällt bei Rollatoren praktisch alles unter Verschleißteile).

Sämtliche Reparaturen müssen vollständig von Ihnen bezahlt werden, Sie sind aber nicht an das Sanitätshaus gebunden.

### **Privatmiete:**

Wir vermieten ausschließlich Standard-, Schwerlast- und Arthritisrollatoren.

Die Miete ist nur sinnvoll wenn die Mietdauer sehr begrenzt ist, da es sonst sehr schnell unwirtschaftlich wird.

Mietpreise jeweils zuzüglich einmalig 30.-€ Liefer/Abholpauschale + 30.-€ Servicepauschale

Standardrollator 12.-€ Miete pro angefangene Woche (Neukaufpreis nach 3 Wochen erreicht)

Schwerlastrollator 35.-€ Miete pro angefangene Woche (Neukaufpreis nach ca. 10 Wochen erreicht)

Arthritisrollator 20.-€ Miete pro angefangene Woche (Neukaufpreis nach 32 Wochen erreicht)

### **Über die gesetzliche Krankenkasse ohne wirtschaftliche Aufzahlung:**

Bei vielen Krankenkassen ist keine Genehmigung vorab nötig, so dass wenn Sie ein entsprechendes Rezept haben den Rollator direkt bekommen können. Bei manchen Kassen müssen wir jedoch vorab erst eine Genehmigung einholen. Und es gibt auch einige Kassen die eigene Vertragspartner haben bei denen uns die Versorgung nicht möglich ist.

Sie zahlen falls Sie nicht befreit sind nur einmalig die gesetzliche Zuzahlung von 10% des Kassenbetrags (max. 10.-€).

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen wickeln die Versorgung über eine sogenannte Fallpauschale ab. Dies bedeutet die Krankenkasse bezahlt einen Pauschalbetrag (ca. 65 - 85.-€ je nach Kasse), an das Sanitätshaus über eine mietweise Überlassung an den Kunden, meist für 5 Jahre, je nach Krankenkasse. Diese mietweise Überlassung ist in Verträgen zwischen Ihrer Krankenkasse und dem Fachhandel geregelt. Darin ist unter anderem geregelt, dass:

- der Lieferant stellt ein funktionierendes Hilfsmittel zur Verfügung - Modellwahl und Zustand liegt beim Lieferanten. (In der Regel wird dies ein gebrauchter Standardrollator sein)
- das Hilfsmittel ist und bleibt Eigentum des Lieferanten (Orthopädie Müller GmbH).
- im Zeitraum der Pauschale muss der Lieferant die Funktion sicherstellen. Sämtliche Verschleißreparaturen oder auch Komplettaustausch sind kostenlos durchzuführen. Was notwendig ist, liegt im Ermessen des Lieferanten.
- die Haftung für das Hilfsmittel liegt beim Kunden, z.B. für Diebstahl, Beschädigung durch dritte, notwendige Reparaturen durch unsachgemäßen Gebrauch usw.
- Ein Wechsel des Lieferanten innerhalb der Zeit ist nicht möglich - dies gilt auch wenn Sie den Rollator des ersten Lieferanten bereits zurückgeben haben.

Ein zweiter Rollator wird von nahezu allen Kassen nicht bezahlt.

Leichtgewichtsrollatoren werden von den meisten Kassen nicht bezahlt. Bei denen Kassen die innerhalb der aufzahlungsfreien Pauschale eine Versorgung mit einem Leichtgewichtsrollator vorsehen, gilt das obige genauso (z.B. Modellwahl und Zustand liegt beim Lieferanten - in der Regel wird dies kein Mittigfalter sein).

### **Über die gesetzliche Krankenkasse mit wirtschaftlicher Aufzahlung:**

Ist generell nur möglich wenn das gewünschte Produkt mit wirtschaftlicher Aufzahlung eine Hilfsmittelnummer (HMVnr.) hat. Zimmerrollatoren z.B. erfüllen diese Voraussetzung nicht. Zusätzlich bietet die Fa. Orthopädie Müller GmbH die Möglichkeit der wirtschaftlichen Aufzahlung nur für Produkte aus diesem Prospekt an, wenn diese eine HMVnr. haben. Für alle anderen Produkte, auch wenn diese im Sanivitakatalog enthalten sind, können wir dies leider nicht anbieten.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# So kommen Sie zu Ihrem Rollator

## Fortsetzung „... mit wirtschaftlicher Aufzahlung“

Bei vielen Krankenkassen ist keine Genehmigung vorab nötig, so dass wenn Sie ein entsprechendes Rezept haben den Rollator direkt bekommen können. Bei manchen Kassen müssen wir jedoch vorab erst eine Genehmigung einholen. Und es gibt auch einige Kassen die eigene Vertragspartner haben bei denen uns die Versorgung nicht möglich ist.

Sie zahlen falls Sie nicht befreit sind die gesetzlichen Zuzahlung von 10% des Kassenbetrags (max. 10.-€).

Zusätzlich zahlen Sie eine wirtschaftliche Aufzahlung um ein bestimmtes höherwertiges Modell zu bekommen. Die Höhe der wirtschaftlichen Aufzahlung entspricht: Privatkaufpreis des Rollators abzüglich eines durch die Firma Müller festgelegten einheitlichen Pauschalbetrags von 85.-€ für den Betrag den Ihre Krankenkasse bezahlt.

*Gesamtpreis Beispielrechnung:*

*Rollator Privatpreis 349.-€ - Einheitliche Anrechnung durch Fa.Müller der Kassenpauschale mit 85.-€ = wirtschaftliche Aufzahlung 264.-€*

*10% von einer Beispielsweisen tatsächlichen Kassenpauschale 79.-€ = gesetzliche Zuzahlung 7,90€*

*wirtschaftliche Aufzahlung 264.-€ + gesetzlicher Eigenanteil 7,90€ = 271,90€ Gesamtbetrag vom Kunden zu entrichten*

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen wickeln die Versorgung über eine sogenannte Fallpauschale ab. Dies bedeutet die Krankenkasse bezahlt einen Pauschalbetrag (ca. 65 - 85.-€ je nach Kasse), an das Sanitätshaus über eine mietweise Überlassung an den Kunden, meist 5 Jahre, je nach Krankenkasse. Diese mietweise Überlassung ist in Verträgen zwischen Ihrer Krankenkasse und dem Fachhandel geregelt.

Was das genau für Sie bedeutet entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „ohne wirtschaftliche Aufzahlung“.

### **Unterschiede zur Versorgung ohne Aufzahlung - Modalitäten der Firma Orth. Müller:**

Für die wirtschaftliche Aufzahlung können Sie sich das Modell aussuchen und bekommen ein Neugerät und können die Vorteile dieses Modells nutzen.

Direkt mit der Aufzahlung geht der Rollator in das Eigentum des Kunden über und wird auch nicht mehr durch die Firma Müller zurückgeholt.

Die Mehrkosten durch Reparaturen an höherwertigen Modellen sind vom Kunden zu folgenden Konditionen selbst zu tragen:

In der aufzahlungsfreien Versorgung würden Sie, wie in dem entsprechenden Abschnitt beschrieben, in der Regel einen gebrauchten Rollator bekommen und dieser würde bei nötigen Reparaturen ggf. dauerhaft komplett gegen einen anderen gebrauchten Rollator getauscht. Den Wert eines gebrauchten Rollators bei nötiger Reparatur rechnen wir immer mit 40.-€ an, ausgehend von einer Kassenpauschale von 85.-€.

Alle Reparaturkosten die über diese 40.-€ hinausgehen sind vom Kunden selbst zu tragen, als Mehrkosten durch Reparaturen an höherwertigen Modellen.

Sie können im Falle einer Reparatur dann selbst entscheiden:

- ob Sie die Reparatur zu Ihren Lasten abzüglich 40.-€ durchführen lassen möchten,
- einen Austausch gegen ein Aufpreis-Neugerät (Privat Kaufpreis abzüglich 40.-€) haben möchten
- oder einen Austausch in ein Standard-Kassenmodell ohne eigene Kosten, zu den regulären Kassenkonditionen, haben möchten.

Nach Möglichkeit versuchen wir Reparaturen vor Ort auszuführen, falls dies nicht möglich ist und eine zweite Anfahrt notwendig ist, um z.B. den reparierten Rollator zurückzubringen, ist diese zusätzliche Anfahrt nicht über die Kassenpauschale gedeckt und vom Kunden selbst zu tragen. Da wir im Falle einer aufzahlungsfreien Versorgung den Rollator bereits bei der ersten Anfahrt ggf. komplett tauschen würden. Es besteht aber auch die Möglichkeit den Rollator in einer unserer Filialen zur Reparatur abzugeben, und dort ggf. einen Übergangsrollator für die Dauer der Reparatur mitzunehmen. Die Durchführung der Reparaturen findet jedoch ausschließlich in unserer Zentrale in Fürth statt.

Reparaturen (und Austausch) können während der Pauschallaufzeit von meist 5 Jahren nur durch die Firma Orthopädie Müller GmbH durchgeführt werden.

# So kommen Sie zu Ihrem Rollator



**519,- €**  
inkl. MwSt

Firma: Russka  
Modell: Vital Special

Bestellnr.: 11448800  
HMVnr.: 10.46.04.0021

Farbe: Grau



**Ausstattung:**

Faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, Armauflagen, mittig faltbar, Ankipphilfe

**Vorteile:**

- + man kann sich mit dem vollen Körper über die Unterarme aufstützen auch wenn man mit den Händen nicht richtig oder nicht waagrecht greifen kann
- + sämtliche Vorteile von Vital Classic

**Nachteile:**

- Breite zwischen den Armauflagen zu schmal um die Sitzfläche nutzen zu können
- sperrig zum Verladen ins Auto
- hohes Eigengewicht
- über die Krankenkasse nur nach Kostenvoranschlag und / oder Lagerabfrage möglich und dann in der Regel nur Unterarmvariante eines Standardrollators

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Sitzhöhe:</b>              | <b>62 cm</b>               |
| Größe Sitzfläche:             | 45 x 18,5 cm (ca. 832 cm²) |
| Breite zwischen den Auflagen: | 31 cm                      |
| Unterarmauflagenhöhe:         | 90 - 115 cm                |
| Außenlänge:                   | 66 cm                      |

**Außenbreite:** **64 cm**

**Eigengewicht:** **9,7 kg**  
**Max. belastbar bis:** **150 kg**

# Athritisrollator - Vital Special



# 524,30 €

inkl. MwSt  
(inkl. Rückengurt)

Firma: Invacare

Bestellnr. 550: 12122-37-23  
HMVnr. 550: 10.50.04.2011

Bestellnr. 650: 12120-37-23  
HMVnr. 650: 10.50.04.2011

Farbe: Blau

Abb. ohne Korb, Tablett & Rückengurt

## Ausstattung:

Korb, Tablett, Sitzfläche, pannensichere Reifen, seitlich faltbar, Rückengurt

## Vorteile:

- + große Breite zwischen Griffen ermöglicht Sitzen auch für kräftigere Patienten
- + Hohe Belastbarkeit

## Nachteile:

- steht im zusammengeklappten Zustand nicht von selbst
- hohes Eigengewicht
- Griffe nur stufig verstellbar
- große Außenbreite (evtl. Türen oder Gang zu schmal)
- über die Krankenkasse nur nach Kostenvoranschlag und / oder Lagerabfrage möglich

## Sitzhöhe (SH):

Größe Sitzfläche:

Breite zwischen den Griffen:

Griffhöhe stufig zwischen SH55:

Griffhöhe stufig zwischen SH65:

Außenlänge:

**Außenbreite:**

**55 cm oder 65 cm**

43 x 22 cm (ca. 946 cm<sup>2</sup>)

51 cm

73-90 cm

82-99 cm

SH55: 65cm / SH60: 74 cm

**69 cm**

**Eigengewicht:**

**Max. belastbar bis:**

**10 kg**

**200 kg**

# Schwerlasttrollator - Maxi+



**249,- €**  
inkl. MwSt

Bestellnr.: 11449400  
HMVnr.: nicht vorhanden

Russka  
Farbe: Walnuss / Chrom

**Ausstattung:**  
Stoffkorb, Tablett, pannensichere Reifen, seitlich faltbar

**Vorteile:**

- + durchgehender Griff und Bremse (ermöglicht einhändige Betätigung)
- + stufenlos verstellbarer Griff
- + etwas schmaler
- + niedriges Gewicht
- + sehr wendig auf Grund der schmalen kleinen Räder

**Nachteile:**

- nur im Innenbereich einsetzbar !!!
- geringe Belastbarkeit
- keine Sitzfläche
- entspricht nicht den Krankenkassenvorgaben und kann somit nicht verordnet werden. (auch nicht mit Aufzahlung)

**Sitzhöhe:**

**nicht vorhanden**

Größe Sitzfläche:

nicht vorhanden

Breite zwischen den Griffen:

38 cm

Griffhöhe stufenlos zwischen:

87 - 96 cm

Außenlänge:

60,5 cm

**Außenbreite:**

**57 cm**

**Eigengewicht:**

**7 kg**

**Max. belastbar bis:**

**100 kg**

**Zimmerrollator - Let's Dream**



# müller

## Orthopädietechnik

Zentrale Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel : 0911 / 979 460

Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel: 0911/ 469 358

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel: 09131 / 978 990

Filiale Nürnberg Ost

Äußere Sulzbacher Str. 122

Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel: 0911/ 89 19 69 83

Filiale Ansbach

Oberhäuserstr. 53a

Tel: 0981 / 38 29



**Sanitätshaus**



**Orthopädie-  
Schuhtechnik**



**Rehatechnik**



**Orthopädie-  
technik**



**Treppenlift**



**Barrierefreies  
Wohnen**