

Zentrale Fürth Poppenreuth  
 Alte Reutstraße 117  
 90765 Fürth  
 Tel : 0911 / 979 460  
 Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd  
 Allersberger Str. 85  
 Tel: 0911/ 469 358

Filiale Erlangen  
 Sedanstr. 2  
 Tel: 09131 / 978 990

Filiale Nürnberg Ost  
 Äußere Sulzbacher Str. 122  
 Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Zirndorf  
 Im Pinderpark 7a  
 Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Nürnberg Erlerklinik  
 Kontumazgarten 19  
 Tel: 0911/ 89 19 69 83



**Privatkauf:**  
 Sie bezahlen den vollen Betrag - der Rollator ist Ihr Eigentum.  
 Sie haben 6 Monate Garantie und 2 Jahre Gewährleistung. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen (Hinweis: Abgesehen vom Rahmen, fällt bei Rollatoren praktisch alles unter Verschleißteile).  
 Sämtliche Reparaturen müssen vollständig von Ihnen bezahlt werden, Sie sind aber nicht an das Sanitätshaus gebunden.

**Privatmiete:**  
 Wir vermieten ausschließlich Standard-, Schwerlast- und Arthritisrollatoren.  
 Die Miete ist nur sinnvoll, wenn die Mietdauer sehr begrenzt ist, da es sonst sehr schnell unwirtschaftlich wird.  
 Mietpreise jeweils zuzüglich einmalig 30.-€ Liefer/Abholpauschale + 30.-€ Servicepauschale  
 Standardrollator 12.-€ Miete pro angefangene Woche (Neukaufpreis nach 3 Wochen erreicht)  
 Schwerlastrollator 35.-€ Miete pro angefangene Woche (Neukaufpreis nach ca. 10 Wochen erreicht)  
 Arthritisrollator 20.-€ Miete pro angefangene Woche (Neukaufpreis nach 32 Wochen erreicht)

**Über die gesetzliche Krankenkasse ohne wirtschaftliche Aufzahlung:**  
 Bei vielen Krankenkassen ist keine Genehmigung vorab nötig, so dass wenn Sie ein entsprechendes Rezept haben, den Rollator direkt bekommen können. Bei manchen Kassen müssen wir jedoch vorab erst eine Genehmigung einholen. Und es gibt auch einige Kassen die eigene Vertragspartner haben, bei denen uns die Versorgung nicht möglich ist.

Sie zahlen falls Sie nicht befreit sind, nur einmalig die gesetzliche Zuzahlung von 10% des Kassenbetrages (max. 10.-€).

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen wickeln die Versorgung über eine sogenannte Fallpauschale ab. Dies bedeutet, die Krankenkasse bezahlt einen Pauschalbetrag (ca. 65 - 85.-€ je nach Kasse) an das Sanitätshaus über eine mietweise Überlassung an den Kunden, meist für 5 Jahre, je nach Krankenkasse. Diese mietweise Überlassung ist in Verträgen zwischen Ihrer Krankenkasse und dem Fachhandel geregelt. Darin ist unter anderem geregelt, dass:  
 - der Lieferant ein funktionierendes Hilfsmittel zur Verfügung stellt- Modellwahl und Zustand liegt beim Lieferanten. (In der Regel wird dies ein gebrauchter Standardrollator sein)  
 - das Hilfsmittel Eigentum des Lieferanten (Orthopädie Müller GmbH) bleibt.  
 - im Zeitraum der Pauschale der Lieferant die Funktion sicherstellen muss. Sämtliche Verschleißreparaturen oder auch Komplettaustausch sind kostenlos durchzuführen.  
 Was notwendig ist, liegt im Ermessen des Lieferanten.  
 - die Haftung für das Hilfsmittel beim Kunden liegt, z.B. für Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, notwendige Reparaturen durch unsachgemäßen Gebrauch usw.  
 - ein Wechsel des Lieferanten innerhalb der Fallpauschale nicht möglich ist- dies gilt auch, wenn Sie den Rollator des ersten Lieferanten bereits zurückgeben haben.

Ein zweiter Rollator wird von nahezu allen Kassen nicht bezahlt.

Leichtgewichtsrollatoren werden von den meisten Kassen nicht bezahlt. Bei den Kassen, die innerhalb der aufzahlungsfreien Pauschale eine Versorgung mit einem Leichtgewichtsrollator vorsehen, gilt das obige genauso (z.B. Modellwahl und Zustand liegt beim Lieferanten - in der Regel wird dies kein Mittigfalter sein).

**Über die gesetzliche Krankenkasse mit wirtschaftlicher Aufzahlung:**  
 Ist generell nur möglich, wenn das gewünschte Produkt mit wirtschaftlicher Aufzahlung eine Hilfsmittelnummer (HMVnr.) hat. Zimmerrollatoren z.B. erfüllen diese Voraussetzung nicht. Zusätzlich bietet die Fa. Orthopädie Müller GmbH die Möglichkeit der wirtschaftlichen Aufzahlung nur für Produkte aus diesem Prospekt an, wenn diese eine HMVnr. haben. Für alle anderen Produkte, auch wenn diese im Sanivitakatalog enthalten sind, können wir dies leider nicht anbieten.

Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung „... mit wirtschaftlicher Aufzahlung“

Bei vielen Krankenkassen ist keine Genehmigung vorab nötig, so dass, wenn Sie ein entsprechendes Rezept haben, den Rollator direkt bekommen können. Bei manchen Kassen müssen wir jedoch vorab erst eine Genehmigung einholen. Und es gibt auch einige Kassen die eigene Vertragspartner haben, bei denen uns die Versorgung nicht möglich ist.

Sie zahlen falls Sie nicht befreit sind, die gesetzlichen Zuzahlung von 10% des Kassenbetrags (max. 10.-€).

Zusätzlich zahlen Sie eine wirtschaftliche Aufzahlung um ein bestimmtes, höherwertiges Modell zu bekommen. Die Höhe der wirtschaftlichen Aufzahlung entspricht: Privatkaufpreis des Rollators abzüglich eines durch die Firma Müller festgelegten einheitlichen Pauschalbetrags von 85.-€ für den Betrag, den Ihre Krankenkasse bezahlt.

*Gesamtpreis Beispielsrechnung:*  
 Rollator Privatpreis 369.-€ - einheitliche Anrechnung durch Fa. Müller der Kassenpauschale mit 85.-€ = wirtschaftliche Aufzahlung 284.-€

10% von einer beispielsweise, tatsächlichen Kassenpauschale 79.-€ = gesetzliche Zuzahlung 7,90€  
 wirtschaftliche Aufzahlung 284.-€ + gesetzlicher Eigenanteil 7,90€ = 291,90€ Gesamtbetrag vom Kunden zu entrichten

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen wickeln die Versorgung über eine sogenannte Fallpauschale ab. Dies bedeutet, die Krankenkasse bezahlt einen Pauschalbetrag (ca. 65 - 85.-€ je nach Kasse) an das Sanitätshaus über eine mietweise Überlassung an den Kunden, meist 5 Jahre, je nach Krankenkasse. Diese mietweise Überlassung ist in Verträgen zwischen Ihrer Krankenkasse und dem Fachhandel geregelt. Was das genau für Sie bedeutet entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „ohne wirtschaftliche Aufzahlung“.

**Unterschiede zur Versorgung ohne Aufzahlung - Modalitäten der Firma Orth. Müller:**  
 Für die wirtschaftliche Aufzahlung können Sie sich das Modell aussuchen, bekommen ein Neugerät und können die Vorteile dieses Modells nutzen.

Direkt mit der Aufzahlung geht der Rollator in das Eigentum des Kunden über und wird auch nicht mehr durch die Firma Müller zurückgeholt.

Die Mehrkosten durch Reparaturen an höherwertigen Modellen sind vom Kunden zu folgenden Konditionen selbst zu tragen:  
 In der aufzahlungsfreien Versorgung würden Sie, wie in dem entsprechenden Abschnitt beschrieben, in der Regel einen gebrauchten Rollator bekommen und dieser würde bei nötigen Reparaturen ggf. dauerhaft komplett gegen einen anderen gebrauchten Rollator getauscht werden. Den Wert eines gebrauchten Rollators bei nötiger Reparatur rechnen wir immer mit 40.-€ an, ausgehend von einer Kassenpauschale von 85.-€.  
 Alle Reparaturkosten die über diese 40.-€ hinausgehen, sind vom Kunden als Mehrkosten durch Reparaturen an höherwertigen Modellen selbst zu tragen.

Sie können im Falle einer Reparatur dann selbst entscheiden:  
 - ob Sie die Reparatur zu Ihren Lasten abzüglich 40.-€ durchführen lassen möchten,  
 - einen Austausch gegen ein Aufpreis-Neugerät (Privat Kaufpreis abzüglich 40.-€) haben möchten  
 - oder einen Austausch in ein Standard-Kassenmodell ohne eigene Kosten, zu den regulären Kassenkonditionen, haben möchten.  
 Nach Möglichkeit versuchen wir Reparaturen vor Ort auszuführen, falls dies nicht möglich ist und eine zweite Anfahrt notwendig wäre, um z.B. den reparierten Rollator zurückzubringen, ist diese zusätzliche Anfahrt nicht über die Kassenpauschale gedeckt und vom Kunden selbst zu tragen, da wir im Falle einer aufzahlungsfreien Versorgung den Rollator bereits bei der ersten Anfahrt ggf. komplett tauschen würden. Es besteht aber auch die Möglichkeit den Rollator in einer unserer Filialen zur Reparatur abzugeben und dort ggf. einen Übergangsrollator für die Dauer der Reparatur mitzunehmen. Die Durchführung der Reparaturen findet jedoch ausschließlich in unserer Zentrale in Fürth statt.

Reparaturen (und Austausch) können während der Pauschallaufzeit von meist 5 Jahren nur durch die Firma Orthopädie Müller GmbH durchgeführt werden.



279,- €  
 inkl. MwSt

Bestellnr.: 11449400  
 HMVnr.: nicht vorhanden  
 Russka  
 Farbe: Walnuss / Chrom

Ausstattung:  
 Stoffkorb, Tablett, pannensichere Reifen, seitlich faltbar

- Vorteile:**  
 + durchgehender Griff und Bremse (ermöglicht einhändige Betätigung)  
 + stufenlos verstellbarer Griff  
 + etwas schmaler  
 + niedriges Gewicht  
 + sehr wenig aufgrund der schmalen, kleinen Räder

- Nachteile:**  
 - nur im Innenbereich einsetzbar !!!  
 - geringe Belastbarkeit  
 - keine Sitzfläche  
 - entspricht nicht den Krankenkassenvorgaben und kann somit nicht verordnet werden. (auch nicht mit Aufzahlung)

**Sitzhöhe:** nicht vorhanden  
**Größe Sitzfläche:** nicht vorhanden  
**Breite zwischen den Griffen:** 38 cm  
**Griffhöhe stufig zwischen:** 87 - 96 cm  
**Außenlänge:** 60,5 cm

**Außenbreite:** 57 cm  
**Eigengewicht:** 7 kg  
**Max. belastbar bis:** 100 kg



566,- €  
 inkl. MwSt  
 (inkl. Rückengurt u. Tasche)

Firma: Vermeiren  
 Bestellnr.: 8002782  
 HMVnr.: 10.50.04.2019  
 Farbe: Silber

Ausstattung:  
 Tasche, Sitzfläche, pannensichere Reifen, Rückengurt

- Vorteile:**  
 + große Breite zwischen Griffen ermöglicht Sitzen auch für kräftigere Personen  
 + Sitz- und Griffhöhe stufig einstellbar, je nach Körpergröße  
 + hohe Belastbarkeit

- Nachteile:**  
 - steht im zusammengeklappten Zustand nicht von selbst  
 - hohes Eigengewicht  
 - große Außenbreite (evtl. Türen oder Gang zu schmal)  
 - über die Krankenkasse nur nach Kostenvoranschlag und / oder Lagerabfrage möglich

**Sitzhöhe stufig zwischen:** 49 - 56cm  
**Größe Sitzfläche:** 41 x 47 cm (ca. 1927 cm²)  
**Breite zwischen den Griffen:** 58 cm  
**Griffhöhe stufig zwischen:** 83-102 cm  
 (in Kombination mit der Sitzhöhe)  
**Außenlänge:** 75 cm  
**Außenbreite:** 65 cm  
**Eigengewicht:** 10,7 kg  
**Max. belastbar bis:** 200 kg

# Rollatoren





129,- €

inkl. MwSt

Bestellnr.: 11 44 20 35  
HMVnr.: 10.50.04.1115

Farbe: Silber

Abb. ohne Tablett

Ausstattung:  
Korb, Tablett, Sitzfläche, pannensichere Reifen, seitlich faltbar

**In der Regel bekommen Sie über die Krankenkasse einen gebrauchten Standardrollator von uns gestellt. Alle anderen Rollatoren können wir nur mit wirtschaftlicher Aufzahlung oder als Privatkauf anbieten.**

**Vorteile:**

- + niedriger Preis
- + stufenlos verstellbare Griffe

**Nachteile:**

- hohes Gewicht
- geringe Verarbeitungsqualität
- zum Zusammenklappen muss man sich leicht bücken
- nur eine Sitzhöhe lieferbar
- steht im zusammengeklappten Zustand nicht von selbst

<b>Sitzhöhe:</b>	<b>61 cm</b>
<b>Größe Sitzfläche:</b>	<b>38,5 x 18,5 cm (ca. 712 cm²)</b>
<b>Breite zwischen den Griffen:</b>	<b>41 cm</b>
<b>Griffhöhe stufenlos einstellbar:</b>	<b>80-95 cm</b>
<b>Außenlänge:</b>	<b>68,5 cm</b>
<b>Außenbreite:</b>	<b>60 cm</b>
<b>Eigengewicht:</b>	<b>9,9 kg</b>
<b>Max. belastbar bis:</b>	<b>130 kg</b>



269,- €

inkl. MwSt  
(inkl. Rückengurt)

Bestellnr.54: 11441011  
HMVnr. 54: 10.50.04.1227

Bestellnr. 60: 11441001  
HMVnr. 60: 10.50.04.1227

Farbe: Anthrazit / Dunkelrot

Ausstattung:  
faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe, Rückengurt, 1 Stockhalter

**Vorteile:**

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + ist mit Rückengurt ausgestattet
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + Ankipphilfe inklusive
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff, der sich vollsaugen könnte
- + stufig verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion

**Nachteile:**

- Verriegelung im gefalteten Zustand nur mit Hebel
- es gibt kein Tablett für diesen Rollator
- Tasche relativ klein
- bessere Qualität als Standardrollator aber geringer als Vital Serie

<b>Sitzhöhe:</b>	<b>Größe 54 od. 60</b>	<b>54 od. 60 cm</b>
<b>Größe Sitzfläche:</b>		<b>41 x 18,5 (ca. 758 cm²)</b>
<b>Breite zwischen den Griffen:</b>		<b>41 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>		<b>76-95,5 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>		<b>70-84,5 cm</b>
<b>Außenlänge:</b>		<b>68 cm</b>
<b>Außenbreite:</b>		<b>61,5 cm</b>
<b>Eigengewicht:</b>		<b>6,5 kg</b>
<b>Max. belastbar bis:</b>		<b>150 kg</b>



329,- €

inkl. MwSt  
(ohne Rückengurt)

Rückengurt optional:  
49,90 € inkl. MwSt

Tablett optional:  
37,90 € inkl. MwSt

Stockhalter optional:  
22,90 € inkl. MwSt

Bestellnr. 54: 11448001  
HMVnr. 54: 10.50.04.1218

Bestellnr. 62: 11448000  
HMVnr. 62: 10.50.04.1174

Farbe: Grau

Abb. ohne optionales Tablett, Stockhalter und Rückengurt

Ausstattung:  
faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe

**Vorteile:**

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + Verriegelung im gefalteten Zustand durch Magnet
- + Ankipphilfe inklusive
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + stufig verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff, der sich vollsaugen könnte
- + 8 Jahre Herstellergarantie

**Nachteile:**

- Rückengurt, Stockhalter & Tablett nur gegen Aufpreis

<b>Sitzhöhe:</b>	<b>Größe 54 od. 62</b>	<b>54 od. 62 cm</b>
<b>Größe Sitzfläche:</b>		<b>45 x 18,5 cm (ca. 830 cm²)</b>
<b>Breite zwischen den Griffen:</b>		<b>40 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>	<b>54</b>	<b>65-84 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>	<b>62</b>	<b>72-100 cm</b>
<b>Außenlänge:</b>		<b>68 cm</b>
<b>Außenbreite:</b>		<b>60 cm</b>
<b>Eigengewicht:</b>		<b>6,8 kg</b>
<b>Max. belastbar bis:</b>		<b>150 kg</b>



369,- €

inkl. MwSt  
(ohne Rückengurt)

Rückengurt optional:  
49,90 € inkl. MwSt

Tablett optional:  
37,90 € inkl. MwSt

Bestellnr. 54: 11448511  
HMVnr. 54: 10.50.04.1220

Bestellnr. 62: 11448510  
HMVnr. 62: 10.50.04.1220

Farbe: Mokka

Abb. ohne optionales Tablett und Rückengurt

Ausstattung:  
faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe, 1 Stockhalter

**Vorteile:**

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + Verriegelung im gefalteten Zustand durch Magnet
- + Ankipphilfe inklusive
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + stufig verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff, der sich vollsaugen könnte
- + 8 Jahre Herstellergarantie
- + weichere Räder, die unebenen Boden etwas abdämpfen
- + Taschenhalterung gleichzeitig als Tragegriff zum besseren Anheben im gefalteten Zustand verwendbar

**Nachteile:**

- Rückengurt & Tablett nur gegen Aufpreis

<b>Sitzhöhe:</b>	<b>Größe 54 od. 62</b>	<b>54 od. 62 cm</b>
<b>Größe Sitzfläche:</b>		<b>45 x 18,5 cm (ca. 830 cm²)</b>
<b>Breite zwischen den Griffen:</b>		<b>40 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>	<b>54</b>	<b>65-84 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>	<b>62</b>	<b>72-100 cm</b>
<b>Außenlänge:</b>		<b>68 cm</b>
<b>Außenbreite:</b>		<b>60 cm</b>
<b>Eigengewicht:</b>		<b>7 kg</b>
<b>Max. belastbar bis:</b>		<b>150 kg</b>



539,- €

inkl. MwSt  
(ohne Rückengurt)

Rückengurt optional:  
49,90 € inkl. MwSt

Tablett optional:  
37,90 € inkl. MwSt

Bestellnr.: 11448600  
HMVnr.: 10.50.04.1219

Farbe: Carbon

Abb. ohne optionales Tablett und Rückengurt

Ausstattung:  
faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, mittig faltbar, Ankipphilfe, 1 Stockhalter

**Vorteile:**

- + lässt sich mittig zusammenklappen
- + steht auch im zusammengeklappten Zustand von selbst
- + Verriegelung im gefalteten Zustand durch Magnet
- + Ankipphilfe inklusive
- + Korb lässt sich mitfalten und muss nicht ausgehängt werden
- + stufig verstellbare Schiebegriffe mit Rasterfunktion
- + Netz-Sitzfläche nicht aus Stoff, der sich vollsaugen könnte
- + 8 Jahre Herstellergarantie
- + Taschenhalterung gleichzeitig als Tragegriff zum besseren Anheben im gefalteten Zustand verwendbar
- + besonders leicht

**Nachteile:**

- Rückengurt & Tablett nur gegen Aufpreis

<b>Sitzhöhe:</b>	<b>62 cm</b>
<b>Größe Sitzfläche:</b>	<b>45 x 18,5 cm (ca. 830 cm²)</b>
<b>Breite zwischen den Griffen:</b>	<b>40 cm</b>
<b>Griffhöhe stufig:</b>	<b>62</b>
<b>Außenlänge:</b>	<b>68 cm</b>
<b>Außenbreite:</b>	<b>60 cm</b>
<b>Eigengewicht:</b>	<b>5,8 kg</b>
<b>Max. belastbar bis:</b>	<b>150 kg</b>



569,- €

inkl. MwSt

Firma: Russka  
Modell: Vital Special

Bestellnr.: 11448600  
HMVnr.: 10.46.04.0021

Farbe: Grau



Unterarmauflagenhöhe

Ausstattung:  
faltbarer Stoffkorb, Netz-Sitzfläche, pannensichere Reifen, Armauflagen, mittig faltbar, Ankipphilfe

**Vorteile:**

- + bei eingeschränkter Greiffunktion der Hände, kann man sich vollständig über die Unterarme aufstützen
- + sämtliche Vorteile von Vital Classic

**Nachteile:**

- Breite zwischen den Armauflagen zu schmal, um die Sitzfläche nutzen zu können
- sperrig zum Verladen ins Auto
- hohes Eigengewicht
- über die Krankenkasse nur nach Kostenvoranschlag und / oder Lagerabfrage möglich und dann in der Regel nur Unterarmvariante eines Standardrollators

<b>Sitzhöhe:</b>	<b>62 cm</b>
<b>Größe Sitzfläche:</b>	<b>45 x 18,5 cm (ca. 832 cm²)</b>
<b>Breite zwischen den Auflagen:</b>	<b>31 cm</b>
<b>Unterarmauflagenhöhe stufig:</b>	<b>90 - 115 cm</b>
<b>Außenlänge:</b>	<b>66 cm</b>
<b>Außenbreite:</b>	<b>64 cm</b>
<b>Eigengewicht:</b>	<b>9,7 kg</b>
<b>Max. belastbar bis:</b>	<b>150 kg</b>

Russka - Standard

Russka - Elan

Russka - Vital Classic

Russka - Vital Plus

Russka - Vital Carbon

Arthritisrollator - Vital Special